

# Analizzatore di Urine portatile

MODELLO HCU-02



SOFTWARE PC + CAVO DI COLLEGAMENTO  
STAMPANTE ESTERNA BLUETOOTH  
FORNITURA APPARECCHIO SOSTITUTIVO IN CASO DI MAL FUNZIONAMENTO  
1 ORA DI FORMAZIONE PER 2 OPERATORI  
MATERIALE PUBBLICITARIO  
MANUALE ISTRUZIONI

## CARATTERISTICHE

L'analizzatore di urina viene utilizzato per il rilevamento semiquantitativo della composizione biochimica nei campioni di urina umana attraverso l'analisi della striscia reattiva abbinata. L'analisi delle urine comprende i seguenti elementi: **leucociti (LEU)**, **nitriti (NIT)**, **urobilinogeno (UBG)**, **proteine (PRO)**, **potenziale di idrogeno (pH)**, **sangue (BLD)**, **peso specifico (SG)**, **chetoni (KET)**, **bilirubina (BIL)**, **glucosio (GLU)**, **vitamina C (VC)**, **calcio (Ca)**, **creatinina (Cr)** e **microalbumina (MA)**.

## DESCRIZIONE

Metodo	Light reflect colorimetry
Campionamento	Urina
Memoria dati	1000 risultat
Velocità test	tra 30-60 sec
Schermo	Diplay LCD
Misure	110x69x28mm
Ports	USB standard, Bluetooth
Batteria incorporata	8h lavorative
Controllo temperatura	Incorporato
Stampante ESTERNA	Stampante inclusa con l'acquisto

**Classe:** IVD - Altro tipo di IVD

**CND:** W020101020102 -ANALIZZATORI PER URINE SEMIAUTOMATICI

**Progressivo di registrazione dispositivo medico:** 2250523

## PLUS PRODOTTO

L'analizzatore di urine è in grado di fornire con un'unica striscia reattiva la lettura di 14 parametri differenti per avere uno screening completo del paziente garantendo risultati precisi ed affidabili. L'utilizzo è davvero semplice e intuitivo basta inserire la striscia reattiva nell'apposito alloggiamento e premere un bottone, in meno di 1 min si avranno i risultati che possono essere visualizzati sul display o stampati direttamente con la Stampante bluetooth in dotazione.

### POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO OPERATIVO

**24 MESI: COEFF.: 1,183 ES: HCU-02 1300x1.183:24 = Rata 64,08€ /24 MESI**

# ALCUNE INFORMAZIONI E CONSIGLI PRATICI

- Evitare sforzi fisici nelle 12 ore antecedenti la raccolta;
- Astenersi dai rapporti sessuali nelle 12 ore antecedenti la raccolta;
- Per le donne in età fertile, evitare la raccolta del campione di urina nel periodo mestruale;
- Raccogliere preferibilmente le prime urine del mattino, o urine che abbiano soggiornato in vescica almeno 4 ore;
- Osservare il digiuno dalla mezzanotte, o almeno nelle 6-8 ore antecedenti la raccolta;



**PRENOTA IL TUO ESAME**